


Q-Implant[®] GIP



- Geeignet für stark atrophierte, aber breite Unter- und Oberkiefer
- Optimal für internen Sinuslift
- Bewährte Gewindeform für Sofortversorgung und Sofortbelastung
- Minimal invasiv
- Sichere Insertion durch Trephanbohrer

- Appropriate for strongly atrophied but wide lower and upper jaw
- Optimal for internal Sinuslifting
- Approved thread design for immediate loading and immediate suprastructure
- Minimally invasive
- Safe insertion by trephines



Q-Implant® GIP Zubehör / Instruments

	ø 6,3 mm / 7 mm 63GIP104 / GIP4 63GIP105 / GIP5 63GIP106 / GIP6 63GIP107 / GIP7	GIP Implantat ø 6,3 / 7 mm L= 4 mm GIP Implantat ø 6,3 / 7 mm L= 5 mm GIP Implantat ø 6,3 / 7 mm L= 6 mm GIP Implantat ø 6,3 / 7 mm L= 7 mm	
	ø 6,3 mm / 7 mm Q6104 / Q5104 Q6105 / Q5105 Q6106 / Q5106 Q6107 / Q5107	Fräser / Trephine L= 4 mm Fräser / Trephine L= 5 mm Fräser / Trephine L= 6 mm Fräser / Trephine L= 7 mm	
	ø 7 mm Q5104K Q5105K Q5106K Q5107K	Fräser für kortikalen Knochen Trephine for cortical bone Fräser für kortikalen Knochen Trephine for cortical bone Fräser für kortikalen Knochen Trephine for cortical bone Fräser für kortikalen Knochen Trephine for cortical bone	L= 4 mm L= 5 mm L= 6 mm L= 7 mm

Q-Implant® Zubehör / Instruments

	IWQS IWQL	Einbringschlüssel kurz / Insertion wrench short Einbringschlüssel lang / Insertion wrench long		Q5111 Q5112	Trokarbohrer Multi / Trocarr drill multi Aufsatz für Trokar / Attachment for Trocar
	DHQ1 QX30	Handradschlüssel / Driver handle Drehmoment Ratsche / Universal torque ratchet		SDQ3 Q5113	Formbohrer / Shaping drill Aufsatz für SDQ3 / Attachment for SDQ3
	ø 6,3 + 7 mm Q67109 ø 7 mm Q5109	Bohrhilfe / Drill guide		ø 6,3 mm Q6108 ø 7 mm Q5108	Pilotbohrer / Pilot drill
	QCAP CAP5	Abdruckkappe / Transfer cap Multi Cap Plus Kappe für Guss / Cap for casting		4QLAB	Laborimplantat / Laboratory analogue