



Q-IMPLANT **SILICONE CAP**

**Die Silikon Kappe
ist für die folgende
Indikationen
geeignet
(systemunabhängig)**

- als Wundstopper
- als Gingivaformer
- als vorläufiges Provisorium
- als Platzhalter des Weichgewebes

**The Silicone Cap
is suitable for following
indications
(fits all systems)**

- woundstopper
- gingivaformer
- temporal crown
- to keep the soft tissue around the implant open

FALLBEISPIELE / CASE EXAMPLES



Q-Implant Silikon Kappen sind in folgenden Größen erhältlich:

Q-Implant Silicone Caps are available in following sizes:

S - Art-Nr. Q5001 geeignet für Implantatdurchmesser/ suitable for implant diameter 2,0 - 2,5

M - Art-Nr. Q5002 geeignet für Implantatdurchmesser/ suitable for implant diameter 2,5 - 3,0

L - Art-Nr. Q5003 geeignet für Implantatdurchmesser/ suitable for implant diameter 3,0 - 4,5