


Weitere Instrumente und diagnostische Hilfsmittel

Kompletter Satz Osteotom Q-Tom Nr. 1 – Nr. 7 	Osteotom Q-Tom Nr. 1 (Bone Spreader) \varnothing 1,8 mm QTOM1	Osteotom Q-Tom Nr. 2 (Bone Spreader) \varnothing 2,0 mm QTOM2	Osteotom Q-Tom Nr. 3 (Bone Spreader) \varnothing 2,2 mm QTOM3	Osteotom Q-Tom Nr. 4 (Bone Spreader) \varnothing 2,4 mm QTOM4	Osteotom Q-Tom Nr. 5 (Bone Spreader) \varnothing 2,6 mm QTOM5	Osteotom Q-Tom Nr. 6 (Bone Spreader) \varnothing 2,8 mm QTOM6	Osteotom Q-Tom Nr. 7 (Bone Spreader) \varnothing 3,0 mm QTOM7
	QTOMC						
Q-Para-Tubes-Set komplett (QPT08, QPT10, QPT12) mit Bohrmesslehre und Titanbox QPTC	Bohrmesslehre  mit Markierungen 8, 10 und 12 mm QBML	Bohrhilfe  8 mm Achsenabstand QPT08	Bohrhilfe  10 mm Achsenabstand QPT10	Bohrhilfe  12 mm Achsenabstand QPT12			
	Zusatzoptionen						
Titan Messkugel \varnothing 4 mm  4QBALL	Röntgen-schablonen Für alle Implantate erhältlich  QXRAY	Titan Schale  QX29	Tiefen-messlehre  QPARAPIN				
Bohrhülsen							
 \varnothing 2,4 mm Länge 10 mm gerade QX32	 \varnothing 2,4 mm Länge 6 mm gerade QX33	 \varnothing 2,4 mm Länge 10 mm mit Schulter QX34	 \varnothing 3,4 mm Länge 6 mm gerade QX35	 \varnothing 3,4 mm Länge 6 mm mit Schulter QX36			
Reverse Guide Implant Technique RGIT	Bohrer 2,0 mm  \varnothing 2 mm Q6001	Bohrmesslehre 2,0 mm  \varnothing 2 mm Q6002	Master-röhrchen 4,0 mm  \varnothing 4 mm Q6003	Bohrführung 	Bohrführung Q6020 2,0 mm Q6022 2,2 mm Q6025 2,5 mm Q6028 2,8 mm Q6030 3,0 mm Q6033 3,3 mm Q6035 3,5 mm	Bohrführung manuell 	Q6120 2,0 mm Q6122 2,2 mm Q6125 2,5 mm Q6128 2,8 mm Q6130 3,0 mm Q6133 3,3 mm Q6135 3,5 mm
Stereolithographie	 Stereolithografie-Modell für alle CT mit Dicom-Export / Unterkiefer / Oberkiefer, auch mit Nervdarstellung Weitere Stereolithografie-Modelle auf Anfrage						

Sinus Instrumenten Satz

Direkte Sinusbodenelevation mit oder ohne Knochendeckel

Zwei Instrumentensätze mit stumpfer und scharfer Kante für das Präparieren von Schleimhäuten bei glatter und rauher bzw. unregelmäßiger Innenfläche der Kieferhöhle.



Biegbare Arbeitsenden (Instrumente sind für die normale enantrale Anatomie vorgebogen).


Auf die anatomischen Bedingungen der Kieferhöhle exakt abgestimmtes und adaptierbares Instrumentarium.

TRINON
TITANIUM

Augartenstraße 1 • D-76137 Karlsruhe
 Tel.: +49 (0) 721 932700 • Fax: +49 (0) 721 24991
 E-Mail: trinon@trinon.com • Internet: http://www.trinon.com

Q-IMPLANT® > BACK TO THE ROOTS

Produktübersicht Chirurgie



TRINON
TITANIUM

Augartenstraße 1 • D-76137 Karlsruhe
 Tel.: +49 (0) 721 932700 • Fax: +49 (0) 721 24991
 E-Mail: trinon@trinon.com • Internet: http://www.trinon.com

Systemübersicht Chirurgie	GIP-IMPLANT			Q-IMPLANT								Q3-IMPLANT		QK-IMPLANT			Q2-IMPLANT					
	Implantate			Q-Implant 2,5				Standard				Short										
			Ø 6,3 mm	Ø 7,0 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,9 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,6 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,9 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,6 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,6 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,5 mm		
			Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Länge	Art. Nr.	Art. Nr.							
			4 mm	63GIP104	GIP4	8 mm	25Q08	3Q08	39Q08	4Q08	5Q08	3QS08	39QS08	4QS08	5QS08	8 mm	4QK08	56QK08	8 mm	35Q208	4Q208	45Q208
			5 mm	63GIP105	GIP5	10 mm	25Q10	3Q10	39Q10	4Q10	5Q10	3QS10	39QS10	4QS10	5QS10	10 mm	4QK10	56QK10	10 mm	35Q210	4Q210	45Q210
			6 mm	63GIP106	GIP6	12 mm	25Q12	3Q12	39Q12	4Q12	5Q12	3QS12	39QS12	4QS12	5QS12	12 mm	4QK12	56QK12	12 mm	35Q212	4Q212	45Q212
			7 mm	63GIP107	GIP7	14 mm	25Q14	3Q14	39Q14	4Q14	5Q14	3QS14	39QS14	4QS14	5QS14	14 mm	4QK14	56QK14	14 mm	35Q214	4Q214	45Q214

Eröffnung	Zahnfleischstanze				Skalpellklingshalter		Skalpellklingshalter	
	Ø 3 mm	Ø 3,9 mm	Ø 4 mm	Ø 5 mm	QX31	QX40	QX41	
	3QPUNCH	39QPUNCH	4QPUNCH	5QPUNCH	aus Titan	Nr. 3	Nr. 4	

Knochenvorbereitung	Bohrhilfen für GIP-Implant			Trokar-Bohrer Multi		Aufsatz für Q5111		Trokar-Bohrer		Rosenbohrer		Trokar-Bohrer Multi		Aufsatz für Q5111		Bohrerverlängerung	
	Ø 6,3 mm + 7,0 mm	Q67109	Q5109	Q5111	Q5112	QX26	QX27	Q5111	Q5112	QX28							
	Bohrhilfe für GIP-Implant		Trokar-Bohrer Multi	Aufsatz für Q5111	Trokar-Bohrer	Rosenbohrer	Trokar-Bohrer Multi	Aufsatz für Q5111	Bohrerverlängerung								

Pilotbohrer	Formbohrer		Aufsatz für Formbohrer SDQ3		Pilotbohrer		Pilotbohrer		Pilotbohrer		Pilotbohrer	
	SDQ3	Q5113	Q6108	Q5108	PDQ1							
	Formbohrer	Aufsatz für Formbohrer SDQ3	Pilotbohrer	Pilotbohrer	Pilotbohrer	Pilotbohrer	Pilotbohrer	Pilotbohrer	Pilotbohrer	Pilotbohrer	Pilotbohrer	

Formbohrer	Hohlfräser		Formbohrer					Formbohrer		Formbohrer		Formbohrer				
	Ø 6,3 mm	Q6104	Q6105	Q6106	Q6107	Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,9 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,6 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,6 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm
	Länge 4 mm	Länge 5 mm	Länge 6 mm	Länge 7 mm	SDQ25	SDQ3	SDQ39	SDQ4	SDQ5	SDQ3	SDQ4	Q4101	Q4102	SDQ3	Q2101	Q2102

Kortikalbohrer	Kortikalfräser		Kortikalbohrer				Kortikalbohrer		Kortikalbohrer für QK-Implantate	
	Q5104K	Q5105K	SDHQ3	SDHQ39	SDHQ4	SDHQ5	SDQH3	SDQH4	Q4104	Q4103
	Länge 4 mm	Länge 5 mm	Länge 6 mm	Länge 7 mm	Länge 4 mm	Länge 5 mm	Länge 6 mm	Länge 7 mm	Kortikalbohrer für QK-Implantate	Kortikalbohrer für QK-Implantate

Einbringschlüssel	Einbringschlüssel manuell			Einbringhilfe für Winkelstück		Einbringschlüssel manuell			Einbringhilfe für Winkelstück					
	kurz	mittel	lang	IKQ3	Q3123	Q3124	Q3120	kurz	mittel	lang	kurz	mittel	lang	lang
	IWQS	IWQM	IWQL	Einbringhilfe für Winkelstück	Einbringschlüssel manuell	Einbringschlüssel manuell	Einbringhilfe für Winkelstück	Einbringschlüssel manuell	Einbringschlüssel manuell	Einbringschlüssel manuell	Einbringhilfe für Winkelstück	Einbringhilfe für Winkelstück	Einbringhilfe für Winkelstück	Einbringhilfe für Winkelstück

Einbringhilfen	Handrad		Handradschlüssel		Implantatgreifer		Universal Drehmoment Ratsche		Handstück für Schraubendreher		Schraubendreher kurz		Schraubendreher lang		Schraubendreher kurz		Schraubendreher lang	
	HWQ1	DHQ1	QGRIP	QX30	Q2112	Q2113	Q2113L	Q2114	Q2114L	Aufnahme 0,9 mm	Aufnahme 1,25 mm	Aufnahme 0,9 mm	Aufnahme 1,25 mm					
	Handrad	Handradschlüssel	Implantatgreifer	Universal Drehmoment Ratsche	Handstück für Schraubendreher	Schraubendreher kurz	Schraubendreher lang	Schraubendreher kurz	Schraubendreher lang	Länge 20 mm	Länge 20 mm	Länge 30 mm	Länge 30 mm					